

Anticorps Monoclonal Souris Anti-Cd56 (Ncam1) Humain Pour Cytométrie En Flux - P13591

Numéro d'article: CM0011020



Introduction

Anticorps monoclonal souris dirigé contre le CD56 (NCAM1) humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage, la recherche sur les cellules souches et les applications en neurosciences. Détecte la molécule d'adhésion cellulaire impliquée dans le développement neural et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb souris anti-CD56 humain
Remarques / Alias	CD56 ; NCAM ; MSK39
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4684
GenelD	4684
Immunogène	Protéine recombinante du CD56 humain
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids de la protéine	40 kDa / 73 kDa / 80 kDa / 83 kDa / 93 kDa / 95 kDa
Expédition	Sac de glace