

Anticorps Monoclonal Souris Anti-Souris/Rat Cd90.1 Pour Fc - P01831

Numéro d'article: CM0008298

Introduction

Anticorps monoclonal souris anti-souris/rat CD90.1 (Thy-1) conjugué à l'pour cytométrie en flux. Détecte la glycoprotéine membranaire ancrée par un GPI impliquée dans la synaptogenèse et les interactions cellule-cellule. Convient pour la recherche neuronale et immunologique chez la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb souris anti-souris/rat CD90.1
Remarques/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7070
GeneID	21838
Immunogène	Protéine recombinante de souris/rat CD90.1
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P01831
Expédition	Sac de glace