


Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Igg De Lapin (Fc) Pour La Cytométrie En Flux - P01870

Numéro d'article: CM0005162



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à ciblant la région Fc des IgG de lapin (P01870). Validé pour la détection par cytométrie en flux des IgG de lapin dans les applications de recherche et de diagnostic. Spécifique de la région constante des IgG de lapin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-IgG de lapin (Fc)
Réactivité d'espèce	Lapin
Identifiant de gène (Humain)	3500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96-323 de l'IgG de lapin (Fc) (P01870)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Lapin
SWISS	P01870
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace