


Anticorps Monoclonal Souris Anti-Lapin IgG (Fc) Pour Fc - P01870

Numéro d'article: CM0012485



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'ciblant la région Fc des IgG de lapin (UniProt : P01870), spécifiquement validé pour la détection par cytométrie en flux des IgG de lapin dans diverses applications de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Souris anti-Lapin IgG (Fc)
Espèce	Lapin
GeneID (Humain)	3500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96-323 de l'IgG de lapin (Fc) (P01870)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Lapin
SWISS	P01870
Poids moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace