


Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Igg De Lapin (Fc) Pour Fc - P01870

Numéro d'article: CM0004912



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'de haute qualité ciblant la région Fc des IgG de lapin (SWISS P01870), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour le développement d'immunoessais et de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de souris anti-IgG de lapin (Fc)
Espèce	Lapin
GeneID (humain)	3500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96-323 de l'IgG de lapin (Fc) (P01870)
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Lapin
SWISS	P01870
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sachet de glace