


## Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Igg De Lapin (Fc) Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P01870

Numéro d'article: CM0010034



### Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à ciblant la région Fc de l'IgG de lapin (UniProt P01870). Idéal pour la cytométrie en flux, garantissant une détection spécifique avec un immunogène validé par protéine recombinante. Haute qualité pour le développement d'immunodosages.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | AcM de souris anti-IgG de lapin (Fc) conjugué à                                                                               |
| Espèce                      | Lapin                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)             | 3500                                                                                                                          |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96-323 de l'IgG de lapin (Fc) (P01870) |
| Source                      | Souris                                                                                                                        |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                         |
| Application                 | CF                                                                                                                            |
| Réactivité croisée          | Lapin                                                                                                                         |
| SWISS                       | P01870                                                                                                                        |
| Poids moléculaire protéique | 35 kDa                                                                                                                        |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                  |