


Anticorps Monoclonal Souris Anti-Igg De Lapin (Fc) Pour Cytométrie En Flux - P01870

Numéro d'article: CM0006837



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'haute spécificité ciblant la région Fc des IgG de lapin (P01870). Validé pour la cytométrie en flux ; idéal pour la détection d'immunoglobulines de lapin dans les immunoessais et les applications basées sur l'immunofluorescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Souris anti-IgG de lapin (Fc)
Espèce	Lapin
Identifiant de gène (Humain)	3500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96-323 de l'IgG de lapin (Fc) (P01870)
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Lapin
SWISS	P01870
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant