

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Igm De Lapin (Fc) Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P03988

Numéro d'article: CM0010952

Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre la région Fc des IgM de lapin, conjugué à pour la cytométrie en flux. Cible la région constante de la chaîne lourde mu des immunoglobulines de lapin (P03988). Réagit spécifiquement avec le lapin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-IgM de lapin (Fc) conjugué à
Espèce	Lapin
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 107-458 de l'IgM de lapin (Fc) (P03988)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Lapin
SWISS	P03988
Poids moléculaire protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace