

Anticorps Monoclonal Souris Anti-Igm De Lapin (Fc) Pour Cytométrie En Flux - P03988

Numéro d'article: CM0006983

Introduction

Anticorps monoclonal de souris (conjugué) spécifique de la région Fc de l'IgM de lapin. Immunogène recombinant (acides aminés 107-458, P03988). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour le développement de tests diagnostiques et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb souris anti-IgM de lapin (Fc)
Espèce cible	Lapin
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant à la séquence des acides aminés 107-458 de l'IgM (Fc) de lapin (P03988)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Lapin
SWISS	P03988
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace