

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Igm De Lapin (Fc) Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P03988

Numéro d'article: CM0004833

Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué spécifique de la région Fc des IgM de lapin (P03988). Adapté à la cytométrie en flux, sans réactivité croisée avec d'autres espèces. Idéal pour la détection des immunoglobulines de lapin dans les tests de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Attribut	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris Anti-IgM de lapin (Fc)
Espèce	Lapin
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 107-458 de l'IgM de lapin (Fc) (P03988)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Lapin
SWISS	P03988
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace