

Panneau De Lymphocytes B De Souris - Rk40010

Numéro d'article: CM0008582

Introduction

Panneau de lymphocytes B de souris, une collection d'anticorps monoclonaux pour l'analyse par cytométrie en flux (CF) des lymphocytes B de souris. Validé pour les échantillons de souris, adapté à l'immunophénotypage et à la recherche. Proposé par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Panneau de lymphocytes B de souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac de glace