

Contrôle D'isotype Igg 1 De Souris - Contrôle D'isotype Pour Cytométrie En Flux

Numéro d'article: CM0009180

Introduction

Le contrôle d'isotype IgG 1 de souris, issu de la souris, est un anticorps monoclonal conçu pour la cytométrie en flux (FC) en tant que contrôle négatif pour évaluer la liaison non spécifique dans les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	contrôle d'isotype IgG 1 de souris
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace