

Contrôle D'isotype Igg1 De Souris - Contrôle D'isotype

Numéro d'article: CM0009395

Introduction

Anticorps monoclonal de contrôle d'isotype IgG1 de souris pour la cytométrie en flux. D'origine murine, il est conçu pour mesurer la liaison non spécifique dans les essais de cytométrie en flux, garantissant une stratégie de sélection précise et une évaluation du bruit de fond fiable.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	contrôle d'isotype IgG1 de souris
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CM
Expédition	Sac réfrigérant