

Contrôle Isotype Igg 1 De Souris - Contrôle Isotype

Numéro d'article: CM0009303

Introduction

Le contrôle isotype IgG 1 de souris est un anticorps monoclonal conjugué à l' pour être utilisé comme contrôle négatif dans les expériences de cytométrie en flux. Issu de la souris, il assure un marquage précis et une évaluation du bruit de fond.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Contrôle isotype IgG 1 de souris
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace