

Témoin Isotype Souris IgG 1

Numéro d'article: CM0005413

Introduction

Témoin isotype Souris IgG 1, un anticorps monoclonal pour la cytométrie en flux (FC).
Idéal pour établir la coloration de fond dans les tests FC, provenant de souris avec un immunogène recombinant. Expédié sur sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Témoin isotype Souris IgG 1
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace