

Témoin Isotypique Souris IgG 2A -

Numéro d'article: CM0011618

Introduction

Témoin isotypique Souris IgG 2a pour les applications de cytométrie en flux (FC). Immunogène de protéine recombinante, anticorps monoclonal de souris. Idéal pour évaluer la coloration de fond et la liaison non spécifique dans les études d'immunofluorescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Témoin isotypique Souris IgG 2a
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace