

Contrôle D'isotype Igg 2A De Souris

Numéro d'article: CM0012522

Introduction

Le contrôle d'isotype IgG 2a de souris est un anticorps monoclonal dérivé de la souris, conçu pour être utilisé comme contrôle d'isotype en cytométrie en flux (CF). Il permet de distinguer la liaison spécifique de la liaison non spécifique, garantissant des résultats expérimentaux précis. Expédié dans des sacs de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Contrôle d'isotype IgG 2a de souris
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Expédition	Sac de glace