

Témoin Isotypique Souris Igg 2A - Témoin Isotypique

Numéro d'article: CM0010304

Introduction

Le témoin isotypique Souris IgG 2a est un anticorps monoclonal de souris, conçu comme témoin négatif pour la cytométrie en flux (FC). Il aide à garantir un gating précis et à éliminer la coloration de fond dans les tests de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Témoin isotypique Souris IgG 2a
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace