

Contrôle D'isotype Igg 2A De Souris

Numéro d'article: CM0009392

Introduction

Le contrôle d'isotype IgG 2a de souris est un conjugué d'anticorps monoclonal conçu pour les applications de cytométrie en flux (FC). Il sert de contrôle négatif pour évaluer la liaison non spécifique et la coloration de fond dans les tests basés sur des IgG 2a de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Contrôle d'isotype IgG 2a de souris
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac réfrigérant