

Contrôle Isotype Igg 2B De Souris - A25491

Numéro d'article: CM0008090

Introduction

Contrôle isotype monoclonal de souris IgG2b pour cytométrie en flux. Validé pour des échantillons de souris, cet anticorps évalue la liaison non spécifique dans les immunoessais et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Contrôle isotype IgG 2b de souris
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
Expédition	Sac de glace