

Contrôle D'isotype Igg 2C De Souris - A26280

Numéro d'article: CM0005551

Introduction

Contrôle d'isotype IgG2c monoclonal de souris conjugué à l' pour la cytométrie en flux (FC). Utilisé pour évaluer la liaison non spécifique et le bruit de fond. Immunogène de protéine recombinante, source souris. Expédié sur glace. Validez dans votre système.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Contrôle d'isotype IgG 2c de souris
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace