

## Contrôle Isotype Igg1 De Souris

Numéro d'article: CM0011627

### Introduction

Anticorps monoclonal de contrôle isotype IgG1 de souris conjugué à l' pour les applications de cytométrie en flux (FC). Produit chez la souris, immunogène protéine recombinante. Idéal pour établir les niveaux de coloration de fond dans la recherche IVD et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

| Paramètre      | Valeur                          |
|----------------|---------------------------------|
| Nom du produit | Contrôle isotype IgG1 de souris |
| Immunogène     | Protéine recombinante           |
| Source         | Souris                          |
| Catégorie      | Anticorps Monoclonaux           |
| Application    | FC                              |
| Expédition     | Sac de glace                    |