

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lins1 De Souris Pour Wb Et Elisa - Lins1

Numéro d'article: CM0016913

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant LINS1 de souris, validé pour Western blot et ELISA. Détecte le LINS1 endogène dans des échantillons de souris et de rat ; prédit des bandes à 55 kDa et 85 kDa. Convient pour la recherche neurologique et développementale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LINS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Lins; Lins2; Wins2; 2700083B01Rik; LINS1
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	55180
ID du gène	72635
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de LINS1 de souris (NP_690028.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
Poids de la protéine	55kDa/85kDa
Expédition	Sac de glace