

Panneau Mdsc De Souris Anticorps Monoclonal - Panneau Mdsc De Souris

Numéro d'article: CM0006243

Introduction

Le panneau MDSC de souris est un cocktail d'anticorps monoclonaux destiné à l'analyse par cytométrie en flux des cellules myéloïdes suppressives dérivées de la moelle chez la souris. Il offre une réactivité spécifique pour les échantillons de souris, soutenant la recherche en immunologie et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Panneau MDSC de souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac isotherme avec glace