

Panneau D'anticorps Monoclonaux Pour Lymphocytes T De Souris Pour Cytométrie En Flux - Panneau De Lymphocytes T De Souris

Numéro d'article: CM0004460

Introduction

Le panneau d'anticorps monoclonaux pour lymphocytes T de souris est conçu pour des applications de cytométrie en flux (CF), ciblant spécifiquement les lymphocytes T de souris. Ce produit est idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les sous-populations de lymphocytes T de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Panneau de lymphocytes T de souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac de glace