

Anticorps Monoclonaux Pour Panel Treg De Souris Destinés À La Cytométrie En Flux - Panel Treg De Souris

Numéro d'article: CM0012180

Introduction

Anticorps monoclonaux de haute qualité pour panel Treg de souris, issus de lapin, destinés à la cytométrie en flux. Idéal pour la détection et l'analyse des cellules T régulatrices de souris. Matière première IVD fiable de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Panel Treg de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac de glace