

Panel D'anticorps Monoclonaux Treg De Souris (Lapin) Pour Cytométrie En Flux - Panel Treg De Souris

Numéro d'article: CM0008509

Introduction

Panel d'anticorps monoclonaux Treg de souris (lapin) spécifiquement destiné à l'analyse par cytométrie en flux (CF) des lymphocytes T régulateurs de souris. Idéal pour la recherche en immunologie et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Panel Treg de souris
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sachet de glace