

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Ubn2 De Souris - Ubn2

Numéro d'article: CM0016970

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UBN2 de souris (NP_796159.3), obtenu par immunisation avec un peptide synthétique situé dans la région des acides aminés 1 à 100. Convient pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée rapportée contre l'UBN2 humain. Les poids moléculaires prédits varient de 130 à 141 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBN2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	mKIAA2030, 2900060J04Rik, 6030408G03Rik, D130059P03Rik, UBN2
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	254048
Identifiant de gène (Souris)	320538
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 1-100 de l'UBN2 de souris (NP_796159.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Poids de la protéine	130kDa/131kDa/141kDa
Expédition	Sac isotherme réfrigéré