

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wdr33 De Souris - Wdr33

Numéro d'article: CM0012912

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le WDR33 de souris, validé pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines WDR33 humaines et de rat, en détectant des isoformes à 30, 38 et 145 kDa. Idéal pour la recherche sur les protéines et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WDR33 pAb de lapin
Remarques/Alias	WDC146; 1110001N06Rik; 2310011G05Rik; 2810021O11Rik; 8430413N20Rik; WDR33
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	55339
ID du gène	74320
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-208 du WDR33 de souris (NP_001164437.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
Poids de la protéine	30 kDa/38 kDa/145 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant