


Anticorps Polyclonal De Lapin Mpc1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Y5U8

Numéro d'article: CM0023902



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MPC1 validé pour WB, IP, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Cible le transporteur mitochondrial de pyruvate 1, qui médie l'entrée du pyruvate et est essentiel au métabolisme cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MPC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MPYCD; BRP44L; CGI-129; SLC54A1; MPC1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51660
ID du gène	51660
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 109 de la protéine MPC1 humaine (NP_057182.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5U8
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace