

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mphosph6 Pour Wb, Elisa - Q99547

Numéro d'article: CM0014413



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MPHOSPH6 (MPP6) humain, validé pour le WB et l'ELISA. Reconnaît le MPHOSPH6 humain, murin et de rat. Utile pour étudier la fonction de l'exosome d'ARN et le traitement de l'ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MPHOSPH6 Anticorps pAb de lapin
Remarques/Alias	MPP; MPP6; MPP-6; MPHOSPH6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10200
GeneID	10200
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 du MPHOSPH6 humain (NP_005783.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99547
Poids protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace