


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mr1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q95460

Numéro d'article: CM0030714



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MR1 humain (Q95460), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les cellules MAIT et la surveillance immunitaire du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HLALS; MR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3140
GeneID	3140
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-291 du MR1 humain (NP_001522.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q95460
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace