


Mrpl1 Lapin Pab - Q9Byd6

Numéro d'article: CM0024917



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant le MRPL1 humain (L1mt, MRP-L1) pour WB et ELISA. Détecte la protéine ribosomique L1 39S dans les mitochondries, avec une réactivité croisée chez l'homme et le rat. Convient pour les études de traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	L1MT ; BM022 ; MRP-L1 ; MRPL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	65008
GeneID	65008
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-325 du MRPL1 humain (NP_064621.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9BYD6
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace