

Anticorps Monoclonal Lapin Mrpl20 (Validé Kd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byc9

Numéro d'article: CM0004205



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant validé KD ciblant la protéine ribosomique mitochondriale MRPL20. Convient pour les applications Western blot, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KD] MRPL20 mAb Lapin
Remarques/Alias	L20mt; bL20m; MRP-L20
Espèce	Humain
ID de Gène	55052
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 48-147 du MRPL20 humain (NP_060441.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYC9
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace