


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl34 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq48

Numéro d'article: CM0023035



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MRPL34, une protéine de la grande sous-unité ribosomique mitochondriale. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réaction croisée chez l'homme, la souris et le rat. Adapté aux études sur la synthèse protéique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb anti-MRPL34 de lapin
Remarques / Alias	L34mt ; MRPL34
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64981
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16 à 92 de la MRPL34 humaine (NP_076426.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQ48
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac isotherme