

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl45 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Brj2

Numéro d'article: CM0017283



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-MRPL45, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine mL45 de la grande sous-unité ribosomique mitochondriale pour la recherche sur les ribosomes. Matériau brut IVD fiable.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL45 Lapin pAb
Remarques/Alias	Mba1; L45mt; MRP-L45; MRPL45
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84311
GeneID	84311
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BRJ2
Poids moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace