

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps16 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D3

Numéro d'article: CM0030118



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique mitochondriale MRPS16. Validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Détecte la protéine MRPS16 humaine, de souris et de rat. Convient aux études sur la traduction mitochondriale et à la recherche sur la COXPD2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS16 pAb de lapin
Remarques / Alias	S16mt; COXPD2; RPMS16; CGI-132; MRP-S16; MRPS16
Espèce	Humaine
GeneID	51021
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1 à 137 de la protéine MRPS16 humaine (NP_057149.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3D3
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace