


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps27 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92552

Numéro d'article: CM0014284



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre MRPS27 humain (protéine ribosomique mitochondriale S27), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. Destiné à la recherche sur la traduction mitochondriale et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS27 pAb de lapin
Remarques/Alias	S27mt ; MRP-S27 ; MRPS27
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23107
GeneID	23107
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 255-414 de MRPS27 humain (NP_055899.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92552
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant