

Pab De Lapin Anti-Mrps36 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P82909

Numéro d'article: CM0024671

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine MRPS36/composante 4 de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Adapté pour des échantillons humains et de rat. Idéal pour les études sur le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MRPS36
Remarques / Alias	MRPS36; DC47; MRP-S36; protéine ribosomique mitochondriale S36
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6183
GeneID (Rat)	92259
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 103 de la MRPS36 humaine (NP_150597.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P82909
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace