


Msr1 Lapin Mab Pour Wb, Elisa - P21757

Numéro d'article: CM0007038



Introduction

MSR1 Lapin mAb est un anticorps monoclonal pour Western blot et ELISA, détectant le récepteur éboueur de macrophages 1 (MSR1/CD204) humain, murin et de rat à ~50 kDa. Idéal pour étudier la formation des cellules spumeuses, l'athérosclérose et la défense immunitaire innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSR1 Lapin mAb
Remarques/Alias	SRA ; SR-A ; CD204 ; SR-AI ; phSR1 ; phSR2 ; SCARA1 ; SR-AII ; SR-AIII ; MSR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4481
GeneID	4481
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 1-100 de MSR1 humain (P21757)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21757
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace