


Anticorps Polyclonal De Lapin Msr1/Sra/Sr-A Pour Wb, If-P, Elisa - P21757

Numéro d'article: CM0024234



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MSR1 humain (CD204/récepteur éboueur A). Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Validé pour WB, IF-P et ELISA. Immunogène : protéine recombinante (aa 90-274 du MSR1 humain). Utile pour la recherche sur l'athérosclérose et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4481
GeneID	4481
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-274 du MSR1 humain (NP_619729.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21757
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace