

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Co3 - Anticorps Pab De Lapin Mt-Co3

Numéro d'article: CM0025859

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MT-CO3 pour les applications Western Blot (WB) et ELISA, réagissant avec les espèces souris et rat. Cet anticorps est élevé contre un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la MT-CO3 de souris (NP_904334.1). Convient pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-CO3 Lapin pAb
Remarques/Alias	COX3; MT-CO3
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	4514
ID de gène	17710
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la MT-CO3 de souris (NP_904334.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace