


Anticorps Polyclonal De Lapin Mt-Nd1 (Anti-Nadh Désydrogénase Sous-Unité 1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03886

Numéro d'article: CM0023472



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MT-ND1 humain (sous-unité 1 de la NADH désydrogénase). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Poids moléculaire cible 36kDa. Idéal pour la recherche sur le complexe I mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MT-ND1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MTND1; ND1; MT-ND1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4535
GenelD	4535
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MT-ND1 humain (YP_003024026.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P03886
Poids de la Protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace