


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Nd1 Pour Wb Et Elisa - P03888

Numéro d'article: CM0025788



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MT-ND1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Reconnaît la NADH-ubiquinone oxydoréductase chaîne 1 humaine et murine, une sous-unité clé du Complexe I mitochondrial. Idéal pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-ND1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Trn1 ; MT-ND1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	4535
Identifiant du gène	17716
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P03888
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace