

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Nd3 - Mt-Nd3

Numéro d'article: CM0030955

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MT-ND3, produit contre un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine MT-ND3 de souris. Validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Poids moléculaire prédit de 13 kDa. Idéal pour la recherche sur le complexe I mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-MT-ND3
Remarques/Alias	ND3 ; MT-ND3
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	4537
Identifiant du gène (Souris)	17718
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine MT-ND3 de souris (NP_904335.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace