

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Mt-Nd4 - Mt-Nd4

Numéro d'article: CM0030179

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible spécifiquement MT-ND4 (ND4), une sous-unité centrale du complexe I mitochondrial. Adapté aux applications Western blot et ELISA, il reconnaît des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la fonction mitochondriale et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-ND4 pAb de lapin
Remarques/Alias	ND4 ; MT-ND4
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	4538
Identifiant du gène (Souris)	17719
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 360-459 de la MT-ND4 de souris (NP_904337.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace