


Anticorps Monoclonal Mtap De Lapin Pour Wb, Elisa - Q13126

Numéro d'article: CM0006213



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la MTAP humaine pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude des voies de récupération de la méthionine et de biosynthèse des polyamines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb MTAP de lapin
Remarques / Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4507
GeneID	4507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de la MTAP humaine (NP_002442.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13126
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace