

Anticorps Polyclonal De Lapin Mtf2 Pour Wb, Elisa - Q9Y483

Numéro d'article: CM0025096



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MTF2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur le complexe PRC2 et la recherche sur la différenciation des cellules souches ES.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MTF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	M96; PCL2; TDRD19A; dj976013.2; MTF2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	22823
GeneID	22823
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 du MTF2 humain (NP_001157864.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y483
Poids Protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace