

Mtif2 Lapin Pab - P46199

Numéro d'article: CM0023468

Introduction

Anticorps polyclonal ciblant le facteur d'initiation de la traduction mitochondriale IF-2 (MTIF2), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier la synthèse protéique mitochondriale et les voies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTIF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MTIF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4528
GeneID	4528
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 428-727 du MTIF2 humain (NP_002444.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46199
Poids protéique	81kDa
Expédition	Sac de glace