

Mtor Lapin Pab - P42345

Numéro d'article: CM0019663



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-mTOR validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Régulateur central de la croissance cellulaire et du métabolisme ; adapté à la recherche sur la signalisation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mTOR Lapin pAb
Remarques / Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2475
GeneID	2475
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la mTOR humaine (NP_004949.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42345
Poids de la protéine	289 kDa
Expédition	Sac de glace